

Wymagania sprzętowe dla produktów Aspel

- Komputer kompatybilny z IBM (zgodny z normą: PN-EN 60950)
- Firma Aspel gwarantuje poprawność pracy programów tylko na komputerach wyposażonych w system MS Windows XP Home, MS Windows XP Professional oraz MS Windows 7 (wersja 32 bitowa)

Kod produktu	Produkt	System operacyjny	Ilość portów komunikacyjnych		Minimalna konfiguracja komputera	Monitor
			RS-232	USB		
(07-102-0006)	HolCARD 24W Alfa System A702 v.001	Windows XP HE SP2 32bit Windows XP Prof SP2 32bit Windows 7 32bit	1	4	Pentium 2GHz, RAM 512MB, HDD 100 GB, CD R/W, czytnik kart CF	17" 1024x768
(07-102-0007)	HolCARD 24W Alfa System A800 v.001	Windows XP HE SP2 32bit Windows XP Prof SP2 32bit Windows 7 32bit	1	4	Pentium 2GHz, RAM 512MB, HDD 100 GB, CD R/W, czytnik kart CF	17" 1024x768
(07-102-0008)	HolCARD 24W Alfa System A812 v.001	Windows XP HE SP2 32bit Windows XP Prof SP2 32bit Windows 7 32bit	1	4	Pentium 2GHz, RAM 512MB, HDD 100 GB, CD R/W, czytnik kart CF	17" 1024x768
(07-102-0010)	HolCARD 24W Eta System A702 v.001	Windows XP HE SP2 32bit Windows XP Prof SP2 32bit Windows 7 32bit	1	4	Pentium 2GHz, RAM 512MB, HDD 100 GB, CD R/W, czytnik kart CF	17" 1024x768
(07-102-0011)	HolCARD 24W Eta System A800 v.001	Windows XP HE SP2 32bit Windows XP Prof SP2 32bit Windows 7 32bit	1	3	Pentium 2GHz, RAM 512MB, HDD 100 GB, CD R/W, czytnik kart CF	17" 1024x768
(07-102-0012)	HolCARD 24W Eta System A812 v.001	Windows XP HE SP2 32bit Windows XP Prof SP2 32bit Windows 7 32bit	1	4	Pentium 2GHz, RAM 512MB, HDD 100 GB, CD R/W, czytnik kart CF	17" 1024x768
(07-112-0002)	HolCARD EVT Alfa System A722 v.001	Windows XP HE SP2 32bit Windows XP Prof SP2 32bit Windows 7 32bit	1	4	Pentium 2GHz, RAM 512MB, HDD 100 GB, CD R/W, czytnik kart CF	17" 1024x768

(07-105-0004)	HolCARD CR-07 Alfa System v.002	Windows XP HE SP2 32bit Windows XP Prof SP2 32bit Windows 7 32bit	---	3	Pentium 2GHz, RAM 512MB, HDD 100 GB, CD R/W	17" 1024x768
(07-103-0006)	CardioTEST Alfa System B612 v.001	Windows XP HE SP2 32bit Windows XP Prof SP2 32bit Windows 7 - 32bit	1(opcjonalnie + 1 dla każdego rejestratora CR07)	3	Pentium 2GHz, RAM 512MB, HDD 100 GB, CD R/W, głośnik wewnętrzny lub zewnętrzny	17" 1024x768
(07-103-0007)	CardioTEST Alfa System CRG200 v.001	Windows XP HE SP2 32bit Windows XP Prof SP2 32bit Windows 7 32bit	1(opcjonalnie + 1 dla każdego rejestratora CR07)	3	Pentium 2GHz, RAM 512MB, HDD 100 GB, CD R/W, głośnik wewnętrzny lub zewnętrzny	17" 1024x768
(07-103-0008)	CardioTEST Alfa System A500 v.001	Windows XP HE SP2 32bit Windows XP Prof SP2 32bit Windows 7 32bit	1(opcjonalnie + 1 dla każdego rejestratora CR07)	3	Pentium 2GHz, RAM 512MB, HDD 100 GB, CD R/W, głośnik wewnętrzny lub zewnętrzny	17" 1024x768
(07-101-0008)	AsPEKT 500 Alfa system PCEKG2 v.001	Windows XP HE SP2 32bit Windows XP Prof SP2 32bit Windows 7 32bit	1	3	Pentium 2GHz, RAM 512MB, HDD 100 GB, CD R/W, karta Ethernet	17" 1024x768
(07-101-0010)	CardioTEKA - oprogramowanie v.001	Windows XP HE SP2 32bit Windows XP Prof SP2 32bit Windows 7 32bit	1	3	Pentium 2GHz, RAM 512MB, HDD 100 GB, CD R/W, karta Ethernet	17" 1024x768
(07-111-0002)	CardioTEL Alfa System Audio v.001	Windows XP HE SP2 32bit Windows XP Prof SP2 32bit Windows 7 32bit	1	3	Pentium 2GHz, RAM 512MB, HDD 100 GB, CD R/W, karta Ethernet, karta dźwiękowa	17" 1024x768
(07-111-0015)	CardioTEL Alfa System NET v.001	Windows XP HE SP2 32bit Windows XP Prof SP2 32bit Windows 7 32bit	1	3	Pentium 2GHz, RAM 512MB, HDD 100 GB, CD R/W, karta Ethernet, karta dźwiękowa	17" 1024x768
(07-111-0017)	HolCARD 24W TELE Alfa System v.001	Windows XP HE SP2 32bit Windows XP Prof SP2 32bit Windows 7 32bit	1	3	Pentium 2GHz, RAM 512MB, HDD 100 GB, CD R/W, karta Ethernet, czytnik kart CF	17" 1024x768
(07-107-0006)	AsTEK EEG 3M Alfa System v.001	Windows XP HE SP2 32bit Windows XP Prof SP2 32bit Windows 7 32bit	---	2	Pentium 2GHz, RAM 512MB, HDD 100 GB, CD R/W, karta Ethernet	17" 1024x768

(05-069-0006)	AsPRINTER - oprogramowanie v.001	Windows XP HE SP2 32bit Windows XP Prof SP2 32bit Windows 7 32bit	1	2	Pentium 2GHz, RAM 512MB, HDD 100 GB, CD R/W	17" 1024x768
---------------	----------------------------------	---	---	---	---	-----------------

Systemy zostały przetestowane na następujących drukarkach:

- Drukarka HP LaserJet 1010
- Drukarka HP LaserJet 1006
- Drukarka HP LaserJet 1000
- Drukarka OKIPAGE 14ex

Aspel S.A. nie ponosi odpowiedzialności za nie funkcjonowanie lub nienależyte funkcjonowanie zakupionego oprogramowania Aspel oraz za skutki nie funkcjonowania i nienależytego funkcjonowania oprogramowania w razie postępowania niezgodnego z instrukcją użytkownika, korzystania z innego nielicencjonowanego oprogramowania zainstalowanego w komputerze Klienta w którym jest zainstalowane oprogramowanie Aspel, obecności innego, złośliwego oprogramowania w komputerze w którym jest zainstalowane oprogramowanie Aspel.